Documentación de Software "Servidor de Recepción de Mensajería Estándar HL7"

El software fue desarrollado con la finalidad de funcionar como un servidor de mensajería, el cual recibe mensajes con un estándar de comunicación HL7, este estándar es utilizado en los equipos informáticos de laboratorios o asociados al área de laboratorio de la medicina. Los mensajes son recibidos y posteriormente se almacenan en un directorio previamente especificado, con los datos de fecha/hora/etc, con extensión (.res), posteriormente envía un mensaje de verificación llamado ACK, en donde estipula la fecha e Id de verificación del mensaje recibido.

Instalación de Python:

Para instalar python 3 en el equipo a utilizar, este debe de ser descargado desde su sitio web oficial (https://www.python.org/downloads/), asegurándose de buscar la versión más reciente, luego de descargar el instalador, este se debe de ejecutar haciendo click sobre él.

Se deben de seguir las instrucciones al pie de la letra, tal como lo mantiene estipulado la pestaña del instalador, antes de la instalación final, se debe seleccionar la opción "Add Python 3.x to PATH", esta opción sirve para agregarle bibliotecas que no posee por defecto python de una manera mucho más simple y también para poder actualizarlo constantemente.

Para ejecutar el código del servidor, simplemente se debe de hacer click sobre él y aparecerá una ventana tipo consola de comandos, donde se vera la información recibida y relevante.

Funciones Desarrolladas:

- manejar_interrupcion(signum, frame): Maneja la señal de interrupción (Ctrl+C) y establece la bandera Apagar_Server en True, esta función fue desarrollada con la finalidad de apagar el servidor de manera manual y no solo cerrando el programa.
- *generar_nombre_archivo():* Genera un nombre único para los archivos basado en la fecha, hora, minutos, segundos y milisegundos en el cual se solicita la función dentro del programa.
- *recibir_archivo(conexion, directorio):* Recibe mensajes HL7 desde un cliente, almacena el mensaje en un archivo y envía un ACK al cliente, esta función recibe como parámetro una conexión socket y un directorio donde se almacenarán los mensajes.

iniciar_servidor(puerto, directorio): Inicia el servidor, es decir, abre el puerto correspondiente y se mantiene en un sistema de "escucha" constante hasta que logra recibir una conexión desde un equipo especifico, este al recibir la conexión pasa a ejecutar las funciones previamente mencionadas, tomando en cuenta la prioridad de cada una de estas y el momento adecuado en donde se necesita la información entregada por cada una de ellas.

Variables Globales:

- Apagar_Server (boolean): Indica si el servidor debe detenerse, esta se inicializa en un valor "False", cuando se solicita detener el servidor, esta variable toma el valor "True".

Bibliotecas:

- **Socket:** Esta biblioteca es utilizada para acceder a las conexiones de los puertos de datos, siguiendo el estándar del modelo OSI.
- **Signal:** Biblioteca necesaria para recibir señales entrantes al dispositivo, utilizada específicamente para finalizar conexión del servidor.
- Os: Utilizada para acceder a funciones naturales del sistema operativo, en este caso para la lectura y validación de la existencia de directorios y el almacenaje de los mensajes.
- From datetime import datetime: Esta biblioteca es utilizada para extraer información del reloj interno del procesador, por ejemplo, fecha, hora, minutos, segundos, entre otros. Se usa para dar nombre a los archivos a guardar.

Configparser: Es utilizada para leer archivos con extensión .ini y acceder a los datos relevantes dentro de ellos, en este caso el puerto y el directorio asignado a la mensajería.

Nicolás Navarro Garrido Desarrollo de Software para Syslab

Código Fuente del Servidor:

import socket #Biblioteca para Trabajar con los Puertos de Conexion import signal #Biblioteca para Realizar acciones con las señales entrantes al dispositivo import os #Biblioteca para Acceder a Funciones Naturales del Sistema Operativo from datetime import datetime #Biblioteca para Extraer datos Temporales del Reloj import configparser #Biblioteca para Leer Archivos de Extensión .Ini

```
# Variable global para indicar si el servidor debe detenerse
Apagar Server = False
def manejar interrupcion(signum, frame):
  """Maneja la señal de interrupción (Ctrl+C) y establece la bandera Apagar Server en True.
  Parámetros:
    - signum: Número de la señal.
    - frame: Marco de la señal.
  Retorna: None """
  global Apagar Server
  print("\n Recibida Señal de Detención. Deteniendo el Servidor...")
  Apagar_Server = True
def generar nombre archivo():
  """Genera un nombre único para los archivos basado en la fecha y hora actual.
  Retorna: - str: Nombre del archivo único.
```

fecha hora actual = datetime.now().strftime("%Y%m%d%H%M%S") nombre archivo = f"HL7 ORU {fecha hora actual}"

```
Nicolás Navarro Garrido
Desarrollo de Software para Syslab
  return nombre archivo
def recibir archivo(conexion, directorio):
  """ Recibe mensajes HL7 desde un cliente, almacena el mensaje en un archivo y envía un ACK al
cliente.
  Parámetros:
    - conexion: Socket de conexión con el cliente.
    - directorio: Directorio donde se almacenarán los archivos.
  Retorna: None"""
  datos = conexion.recv(8192).decode('latin-1')
  if not datos:
    Apagar Server = True
    print("\n Conexion cerrada", Apagar Server)
  # Recibir el nombre del archivo
  nombre archivo = generar nombre archivo() + ".res"
  print("\n Archivo en Transmision: ", nombre archivo)
  if not nombre archivo:
    return
  # Crear un directorio para cada archivo
  ruta directorio = os.path.join(directorio).replace('\\','/')
  print("\n Archivo por Guardar en: ", ruta directorio)
```

os.makedirs(ruta directorio, exist ok=True) # Verificacion de que el directorio existe

Crear y escribir el archivo en el directorio

text file = open(ruta archivo, "w")

n = text file.write(datos)

ruta archivo = os.path.join(ruta directorio, nombre archivo)

print("\n Direccion del Archivo a Guardar: ", ruta archivo)

```
Nicolás Navarro Garrido
Desarrollo de Software para Syslab
  text file.close()
sop = ""
  Auxiliar = datos.splitlines()
  for linea in Auxiliar:
    campo = linea.split('|')
    if campo[0] == 'MSH':
      mensaje id = campo[6]
      sop = mensaje id
  Mensaje = (
    f"MSH|^{\sim} \backslash \& |ReceivingApp| ReceivingFacility| SendingApp| SendingFacility| "
    f''MSA|AA|\{sop\}|\r'')
  conexion.sendall(Mensaje.encode('latin-1'))
  print(Mensaje, ":", nombre archivo)
def iniciar servidor(puerto, directorio):
  """Inicia el servidor, configurando el manejador de señales y esperando conexiones entrantes.
  Parámetros:
    - puerto: Número de puerto para escuchar.
    - directorio: Directorio donde se almacenarán los archivos.
  Retorna: None"""
  global Apagar Server
  # Configurar el manejador de señales para Ctrl+C
  signal.signal(signal.SIGINT, manejar interrupcion)
  # Crear un socket IPv4 y TCP
  with socket.socket(socket.AF INET, socket.SOCK STREAM) as servidor:
```

```
Nicolás Navarro Garrido
Desarrollo de Software para Syslab
    # Enlazar el socket a la dirección y puerto especificados
    servidor.bind(('0.0.0.0', puerto))
    print("Servidor Escuchando el Puerto", puerto)
    # Establecer el servidor en modo de escucha
    servidor.listen()
    conexion, direccion_cliente = servidor.accept()
    print("Conexión Establecida desde", direccion cliente)
    while not Apagar Server:
       try:
          # Iniciar la recepción de archivos en el directorio especificado
          recibir archivo(conexion, directorio)
       except socket.error as e:
          print("Error en la Conexion: ", e)
          Apagar Server = True
if __name__ == "__main__":
  Parametros = configparser.ConfigParser()
  Parametros.read('Config.ini')
  Puerto = int(Parametros.get('Servidor', 'Puerto'))
  Directorio = Parametros.get('Servidor', 'Directorio')
```

iniciar servidor(Puerto, Directorio)